

Titel: <b>Northpop instruktion Mödrahälsovården provtagning av mammor i samband med rutinprover vid graviditetsvecka 28</b>	Version: 1.1	Gäller fr. o. m: 2019-11-20
Utfärdad av: Carina Lagerqvist	Datum: 2019-11-19	
Granskad av: Christina West	Datum:	

## Northpop - Instruktion till personal på Mödrahälsovården blodprov mamma v. 28

---

### Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen (pdf-fil kan laddas ner från hemsidan: [www.northpop.se](http://www.northpop.se))

### Prov:

- Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning.
- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd rören ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Skriv ut 3 st klisteretiketter med mammans namn och personnummer. Skriv NORTHPOP på en av etiketterna och märk röret med denna.



### Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Märk remissen med mammans namn och personnummer (använd en av klisteretiketterna). De sista två etiketterna häftas fast på remissen, dessa är för labbets hantering av proverna.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs. **OBS! Väldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll.

### Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med mammans namn och personnummer ska snarast möjligt skickas med ordinarie provtransport till Klinisk kemi i Skellefteå. Vi ser gärna att proverna anländer till Klinisk kemi före kl. 12:30 för vidare transport och omhändertagande på Biobanken, Umeå, under samma dag.

### Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, [carina.lagerqvist@umu.se](mailto:carina.lagerqvist@umu.se), tfn 090-785 22 86 eller studiekoordinator, [info@northpop.se](mailto:info@northpop.se), tfn 072-245 45 57