

Titel: Northpop instruktion till personal på Förlossningen Lycksele navelsträngsblod vid förlossning	Version: 1.2.2	Gäller fr. o. m: 2022-03-28 t.v.
Utfärdad av: Carina Lagerqvist		Datum: 2022-03-28
Granskad av: Christina West		Datum: 2022-03-30

Northpop - Instruktion till personal på Förlossningen navelsträngsprov vid förlossning

Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen (pdf-fil kan laddas ner från hemsidan: www.northpop.se)

Prov:

- Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6 ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning från navelsträngen.
- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd röret ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Skriv ut 3 st klisteretiketter, fyll i barnets namn och personnummer och märk röret med en av etiketterna (de övriga etiketterna behövs för labbets hantering av proverna) .

NORTHPOP CHILD Pnr:..... Namn:..... Navelsträngsblod

Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Häfta fast 2 st etiketter på remissen, dessa behövs för labbets hantering av proverna.
- Märk remissen med barnets namn och personnummer.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs. **OBS! Väldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll på remissen och kryssa i att det är ett navelsträngsprov.

Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med barnets namn och personnummer ska snarast möjligt lämnas in på Klinisk Kemi/Labcentrum på Lycksele Lasarett. Provet bör lämnas till labbet direkt efter Förlossningen eftersom det sedan måste skickas vidare till Norrlands Universitetssjukhus för omhändertagande. Målsättningen är att få så bra infrysningstid som möjligt för att hålla en god kvalitet på proverna.

Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, biomedicinsk analytiker, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 090-785 22 86, eller studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57